



Stielwarzen Entferner Set

UVP*: 19.99 EUR

Stand: 9.9.2026

Das Wichtigste in Kürze:

- Präzise Entfernung von Stielwarzen
- Effektiv ab der 1. Anwendung
- Einfach anwendbar und sicher
- Plus Hautschutz-Pflaster
- Klinisch nachgewiesen

Eigenschaften:

Das tetesept Stielwarzen Entferner Set basiert auf der von Allgemeinmedizinern verwendeten Vereisungstechnologie. Es bietet eine punktgenaue Entfernung von Stielwarzen durch direktes und präzises Einfrieren. Durch die Vereisung wird die Stielwarze in der Regel nach nur einer Anwendung verschwinden.

Anwendung & Hinweise:

SCHRITT 1: Vorbereitung der Behandlung

Optional: Das Set enthält Hautschutz-Pflaster. Bringen Sie eines der Hautschutz-Pflaster um die Stielwarze herum an. Die Stielwarze sollte sich dabei zentriert im Loch des Pflasters befinden. Aktivieren Sie nun das Gerät. Halten Sie das Gerät mit der Spitze nach unten. Drücken Sie die beiden seitlichen Tasten mit den Logos gleichzeitig 5-mal. Sie sollten dabei ein „Zischen“ hören. Warten Sie nach dem 5-maligen Drücken 2 Sekunden. Die Spitze wird kalt und sieht frostig aus.

SCHRITT 2: Behandlung

Drücken Sie die Spitze sanft, aber mit leichtem Druck für 40 Sekunden auf die Stielwarze. Es wird sich sehr kalt anfühlen. Ein leichtes Stechen oder Ziehen ist

normal. Wenn Sie starke Schmerzen oder ein Brennen verspüren, brechen Sie die Behandlung ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

SCHRITT 3: Nach der Behandlung

Entfernen und entsorgen Sie gegebenenfalls das Pflaster. Die Spitze muss nach Gebrauch nicht gereinigt werden. Verwenden Sie keine Taschentücher oder andere Materialien, um die Spitze zu reinigen. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung auf.

Schritt 4: Nachbehandlung

Halten Sie den Bereich sauber. Wenn sich eine Blase bildet, stechen Sie diese nicht auf. Decken Sie sie mit einem Pflaster ab. Kratzen oder zupfen Sie nicht an der Stelle. Die Stielwarze kann nach einer Behandlung abfallen. Wenn die Stielwarze nach 2 Wochen nicht abgefallen ist, wiederholen Sie die Behandlung. Die Stielwarze kann insgesamt bis zu 4-mal, mit einem Abstand von 2 Wochen, behandelt werden. Wenn die Stielwarze immer noch nicht abfällt, stellen Sie die Anwendung des Produkts ein und konsultieren Sie Ihren Arzt.

ACHTEN SIE AUF ANZEICHEN EINER INFEKTION

- * Rote, warme oder geschwollene Haut
- * Gelber oder grüner Ausfluss
- * Übelriechender Geruch
- * Zunehmende Schmerzen
- * Fieber
- * Rote Streifen unter der Haut

Wenn Sie eines dieser Anzeichen bemerken, stellen Sie die Anwendung des Produkts ein und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Aufbewahrungshinweise:

Von Hitze, Feuer, Funken oder anderen Zündquellen fernhalten. Das Produkt keinen Temperaturen über 50 °C (122 °F) aussetzen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Warnhinweise:

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Produkts beginnen. Für eine erfolgreiche Behandlung müssen Sie jeden einzelnen Schritt genau befolgen. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts oder das Nichtbefolgen der Anweisungen kann zu Narbenbildung, Verbrennungen von gesundem Gewebe, Nervenschäden oder Erblindung führen.

Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

Sie sind unter 22 Jahre alt. Sie sind schwanger oder stillen. Die Wucherung ist KEINE Stielwarze. Die Wucherung hat unregelmäßige Ränder, mehrere Farben, hat sich im Laufe der Zeit verändert oder wächst schnell. Dies können Anzeichen für eine ernsthafte Hauterkrankung sein. Suchen Sie einen Arzt auf. Sie haben oder hatten Hautkrebs oder präkanzeröse Hautveränderungen. Die Haut ist gereizt, infiziert, geschwollen, entzündet oder weist offene Wunden, Schnitte oder Geschwüre auf. Sie haben eine Blutgerinnungsstörung oder nehmen blutverdünnende Medikamente ein. Sie leiden unter Raynaud-Syndrom, Kryoglobulinämie oder anderen kälteempfindlichen Erkrankungen. Sie haben Diabetes oder eine Erkrankung, die die Wundheilung beeinträchtigt. Sie haben ein geschwächtes Immunsystem (z.B. durch HIV, Chemotherapie, Immunsuppressiva, Biologika oder Steroidgebrauch). Sie sind allergisch gegen Nickel, Chrom oder einen der aufgeführten Inhaltsstoffe.

Dieses Produkt ist extrem entzündlich. Erhitzen kann zu einer Explosion führen. Während der Verwendung dieses Produkts nicht rauchen. Frostmittel oder Dämpfe nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Das Einatmen kann gesundheitsschädlich sein. Die Dose auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen.

Nur zur äußerlichen Anwendung. Nur zur Anwendung an einer Person. Nicht im Gesicht, an den Augen, Augenlidern, Lippen, der Nase, den Ohren, den Genitalien, im Mund, am Anus oder am Gesäß anwenden.

Die Anwendung des Produkts an diesen Stellen kann zu Verbrennungen, bleibenden Narben oder Erblindung führen. Wenn das Produkt in die Augen gelangt, spülen Sie diese 15 Minuten lang mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Nur gemäß den Anweisungen verwenden. Eine falsche Anwendung kann zu Verbrennungen oder bleibenden

Narben führen.

Vergewissern Sie sich vor der Anwendung des tetesept Stielwarzen Entferners, dass es sich bei der Wucherung tatsächlich um eine Stielwarze handelt. Nicht bei Muttermalen, Warzen oder ungewöhnlichen Flecken anwenden. Die Anwendung des Produkts bei falschen Hautwucherungen kann schädlich sein und die richtige medizinische Versorgung verzögern.

Verwenden Sie dieses Produkt nur, wenn Ihre Stielwarzen ALLE 4 Merkmale (A-D) aufweisen:

A. Ort – Die Stielwarze muss sich an einer dieser Stellen befinden: Hals, unter der Brust, Achselhöhle, Rücken, Leistengegend.

Verwenden Sie dieses Produkt NICHT bei Stielwarzen außerhalb dieser Bereiche.

B. Aussehen – Die Stielwarze muss dieses Aussehen erfüllen:

Sie muss weich und flexibel sein. Sie muss sich bei Berührung hin und her bewegen lassen. Sie muss über die Haut hinausragen. Sie muss durch einen Stiel mit der Haut verbunden sein.

Verwenden Sie das Produkt NICHT bei harten, rauen, flachen oder stiellosen Wucherungen.

C. Farbe – Die Farbe muss der Farbe der umgebenden Haut ähneln.

NICHT auf dunklen, roten, mehrfarbigen oder ungewöhnlich aussehenden Wucherungen anwenden.

D. Größe – Muss zwischen 2 mm und 6 mm groß sein.

Wenn Ihre Stielwarze NICHT ALLE 4 erforderlichen Merkmale aufweist, verwenden Sie dieses Produkt NICHT. Wenn Ihre Wucherung unregelmäßige Ränder, eine ungewöhnliche Farbe oder Veränderungen im Laufe der Zeit aufweist, konsultieren Sie sofort Ihren Arzt.

Zusammensetzung:

Inhalt Set: 1 Stielwarzenvereiser mit 15 ml Vereisungsmittel, 20 Hautschutz-

Pflaster, Gebrauchsanweisung.

Inhaltsstoffe: 1,1-Difluoroethane, Propane, Isopentane

Handelsform:

15ml + 20 Hautschutzpflaster

GTIN:

4008491125833

PZN: